

Notre Dam



Definition

NOTRE DAM is a methacrylate-based light-cure barrier (liquid dam), used in dental procedures. It is hard when set, however, easy to remove from the gum, dentin walls, undercut and embrasures.

Bleaching

To protect gum during bleaching sessions at the chair.

Endodontic

To fill and hermetically seal the gap between the dam and the tooth during endodontic sessions.

To build a temporary missing wall of the tooth, to keep the irrigation liquid in the operative field.

Prosthesis

To block undercuts, in case of receding gum, before impression.

Safety notes

Warnings

- Contains polymerizable methacrylate resins which may irritate skin, eyes and oral mucosa and may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons.
- Avoid eye contact to prevent irritation and possible corneal damage. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Avoid skin contact to prevent irritation and possible allergic response. In case of contact, reddish rashes may be seen on the skin. If contact with skin occurs, immediately remove material with cotton and wash thoroughly with water and soap. In case of skin sensitization or rash, discontinue use and seek medical attention.
- Avoid contact with oral soft tissues/mucosa to prevent inflammation. If accidental contact occurs, immediately remove material from the tissues. Flush mucosa with plenty of water after the restoration is completed and expectorate/evacuate the water. If sensitization of mucosa persists, seek medical attention.

Precautions

The use of this product is restricted to dental professionals. The product must not be used for any purpose other than specified in the indications.

Wear suitable protective eyewear, mask, clothing and gloves.

Protective eyewear is recommended for patients.

Contraindication

Product is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to methacrylate resins.

Composition

Hydrophilic dimethacrylates - urethane dimethacrylate (UDMA) - amorphous silica - Camphorquinone [CQ] - accelerators - stabilizers - pigments

Clinical procedures

Bleaching

- Remove the cap from the luer lock syringe and secure a disposable applicator.
- Rinse thoroughly the designed area and slightly dry the surface of the teeth, gingival third, the embrasures or the gaps to fill.
- Apply Notre Dam onto the gingival and the embrasures. If some product flows in excess onto the enamel, cure the excess for 5 seconds and use a mouth spatula to remove it. For the embrasures, be sure that the resin injected from the vestibular side will appear on the lingual side. This extension will add retention to the resin barrier.
- When the barrier is applied for bleaching, extend the resin barrier beyond the last tooth to be bleached.
- The resin barrier should be about 5-6mm height and 2 mm thick.
- Light-cure for 20 seconds.

Clean-up procedure

- Rinse thoroughly the treated area to eliminate the whitening gel and vacuum.
- Lift the polymerized dam, using a probe or a spatula. The interproximal dam is eliminated by using a probe and/or loss.
- Rinse again the gum and interproximal areas.

Storage & shelf-life

- The product must be used by the expiration date indicated on the package.
- Do not expose the product to sun-light or warm sources.
- Store at a temperature between 5°C and 25°C. When the product is stored in the refrigerator, it should be brought back to room temperature 15 minutes minimum before use, in order to restore its normal viscosity and curing time.
- Use the product at room temperature.

Important notice

- Do not throw away the box and the instruction for use until the product is finished.
- High humidity could damage the packaging on which important instructions and legal information are printed.
- Storage at a too high temperature could cause to age prematurely and inhibit its polymerization.
- Storage at a too low temperature leads to the decomposition of the product which will render it completely unusable.

Disclaimer

These materials have been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

Notre Dam



Définition

Notre Dam est une barrière de protection en résine photo-polymérisable (lique) à base de méthacrylates utilisés en dentisterie. Elle est dure une fois polymérisée, cependant, elle est facile à enlever de la gencive, des embrasures et des contre-dépouilles.

Blanchiment

Pour protéger la gencive Durant les séances de blanchiment, afin qu'il retrouve sa viscosité et sa durée de polymérisation normales.

Endodontie

Pour remplir l'espace entre la digue et la dent, afin d'étanchéifier le champ opératoire Durant les séances de traitement endodontiques.

Pour restaurer temporairement des pans dentinaires, afin de retenir le produit d'irrigation dans la dent.

Prothèse

Pour bloquer les contre-dépouilles, dans le cas de dénudation radiculaire, avant l'empreinte.

Consignes de sécurité

Mises en garde

- Contient des méthacrylates qui peuvent être irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses buccales. Ils peuvent entraîner des dermatites allergiques de contact chez les personnes à risque.
- Éviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
- Éviter tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact avec la peau se produit, éliminer immédiatement le matériau à l'aide d'un coton et laver complètement à l'eau et au savon. Si un érythème cutané avec sensibilité ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.
- Éviter tout contact avec les tissus mous de la bouche/les muqueuses pour prévenir toute inflammation. En cas de contact accidentel, éliminer immédiatement le matériau des tissus. Rincer abondamment la muqueuse à l'eau une fois la restauration achevée puis recracher l'eau. Si la sensibilité de la muqueuse persiste, consulter un médecin.

Précautions

- L'utilisation de ce produit est réservée aux professionnels dentaires.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés dans les Indications.
- Porter des lunettes, un masque, des vêtements et des gants de protection.
- Le port de lunettes de protection est recommandé pour les patients.

Contre-indication

Le produit est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique aux résines méthacrylates.

Composition

Diaryles hydrophiles - Urethane diméthacrylate (UDMA) - silice amorphe - Camphorquinone [CQ] - accélérateurs - stabilisants - pigments

Procédures cliniques

Blanchiment

- Oter le bouchon de la seringue et mettre ne place en toute sécurité, un embout applicateur grâce au système «luer lock» de la seringue.

- Rincer abondamment la région à traiter et sécher légèrement la surface des dents à protéger, le tiers gingival, les embrasures ou l'espace à combler.
- Appliquer Notre Dam sur la gencive et dans les embrasures. Si du produit coule en excès sur l'émail des dents, le photo-polymériser pendant 5 secondes pour pouvoir l'éliminer facilement avec une spatule de bouche. Pour les embrasures, s'assurer que la résine ressort du côté lingual. Cette extension améliorera la rétention de la barrière gingivale.
- Quand la barrière est appliquée pour une séance de blanchiment, l'étendre jusqu'à la dent non concernée par le traitement.
- La barrière doit avoir une hauteur d'environ 5 à 6 mm et 2 mm d'épaisseur.
- Photo-polymériser pendant 20 secondes.

Procédure de nettoyage

Rincer abondamment la zone traitée pour éliminer le gel de blanchiment. Aspirer. Pour le retrait, décoller la couche polymérisée avec une sonde ou une spatule de bouche. Dans les zones inter-dentaires, la résine est éliminée avec une sonde et/ou du fil dentaire. Rincer abondamment de nouveau la gencive et les zones interproximales.

Stockage & durée de vie

- Les produits doivent être utilisés avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
 - Ne pas exposer aux rayons du soleil directs ou à des sources de chaleur.
 - Conservé à une température comprise entre 5°C et 25°C. Lorsque le produit est conservé au réfrigérateur, le sortir 15 minutes minimum avant utilisation, afin qu'il retrouve sa viscosité et sa durée de polymérisation normales.
 - Utiliser le produit à température ambiante.
- Note importante**
- Ne pas jeter la boîte et la notice avant l'utilisation complète du produit.
 - Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.
 - Une conservation à une température trop élevée fait vieillir prématurément le produit et inhibe sa polymérisation.
 - Une conservation à une température trop basse décompose le produit qui sera définitivement altéré.

Délégation de responsabilité

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en œuvre selon les modalités d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci est pas citée dans le mode d'emploi.

Notre Dam



Produktbeschreibung

Notre Dam ist ein flüssiger, Lichthärtender Abdeckungskunststoff auf Basis von Methacrylaten. Er kann bei der Zahnaufhellung und insbesondere in der Endodontie angewendet werden. Nach Lichthärtung wird der flüssige Schutz hart, lässt sich aber leicht von Zahnfleisch, Interdentärräumen und Unterschnitten lösen.

Bleaching

Zur Bleache Kaugummi während Sitzungen am Lehrstuhl schützen.

Endodontie

Um zu füllen und luftdicht zu verschließen, die Lücke zwischen dem Damm und der Zahn während der Wurzelkanal Sitzungen.

Um eine temporäre gebaut fehlende Wand des Zahnes, um die Spülflüssigkeit im operativen Bereich zu halten.

Prothese

Um Zirkulirschneidungen zu blockieren, falls der zurückweichenden Zahnfleisch, bevor Eindruck.

Sicherheitshinweise

Warnhinweise

- Das Produkt enthält polymerisierbare Methacrylate, die bei empfindlichen Personen zu Irritationen der Haut, der Augen und der oralen Schleimhäute sowie zu allergischer Kontaktdermatitis führen können.
- Augenkontakt vermeiden, um Irritationen und möglichen Hornhautschäden vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen mit reichlich Wasser spülen und medizinischen Rat einholen.

- Hautkontakt vermeiden, um Irritationen und einer möglichen allergischen Reaktion vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit der Haut kann sich ein roter Ausschlag entwickeln. Bei Hautkontakt das Material sofort mit Hilfe eines Tuches entfernen und gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Im Falle des Auftretens von Überempfindlichkeitsreaktionen oder Allergien die Verwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Kontakt mit oralen Weichgeweben und der Schleimhäute vermeiden, um Entzündungsreaktionen vorzubeugen. Kommt es zu einem unbeabsichtigten Kontakt, das Material sofort vom Gewebe entfernen. Nach Anfertigung der Füllung die Schleimhaut mit reichlich Wasser spülen und das Wasser ausspucken bzw. absaugen. Sollte die Reizung der Schleimhaut anhalten, medizinischen Rat einholen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt darf nur für die unter Indikationen genannten Anwendungen verwendet werden.
- Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen sowie zahntechnischem Fachpersonal vorbehalten.
- Tragen Sie Schutzmaske, Schutzkleidung, Brille und Handschuhe.
- Eine Schutzbrille wird auch für den Patienten empfohlen.

Kontraindikationen

Das Produkt ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien auf Methacrylats.

Zusammensetzung

Hydrophile Dimethacrylate - Urethandimethacrylat (UDMA) - amorphes Siliciumdioxid - Kampherchinon [CQ] - Beschleuniger - Stabilisatoren - Pigmente

Klinische Verfahren

- Die Kappe der Spritze abnehmen und eine Applikationskanüle mittels des «LuerLock-Systems» fixieren.
- Den zu behandelnden Bereich gründlich spülen und die zu schützenden Zähne, das gingivale Drittel, die Interdentärräume oder den auszublockenden Hohlraum leicht trocknen.
- Notre Dam auf das Zahnfleisch und in die Interdentärräumen applizieren. Überschüssiges Material sofort von den Zahnschmelzflächen mit Sekunden Licht härten, wonach es leicht mit einem Spatel aus dem Mund entfernt werden kann. Bei Interdentärräumen sicherstellen, dass das Harz lingual austritt. Diese Extension verbessert die Retention des Gingivasschutzes.
- Während der Zahnaufhellung ist der flüssige Gingivasschutz bis auf den Zahn auszuweiten, der nicht mehr mitbehandelt werden soll.
- Der Schutz sollte ca. 5 - 6 mm hoch und 2 mm stark sein.
- 20 Sekunden Licht härten.

Reinigerverfahren

- Den behandelten Bereich gründlich spülen, um das Zahnaufhellungsgel zu entfernen. Absaugen.
- Den ausgehärteten Gingivasschutz mit einer Sonde oder einem Spatel abheben und aus dem Mund entfernen. Das Harz in den interproximalräumen mit einer Sonde und/oder Zahnsäge entfernen.
- Zahnfleisch und Interproximalräume nochmals gründlich spülen.

Lagerung und Haltbarkeit

- Das Produkt muss auch nach dem Öffnen vor dem Wäl der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmquellen aussetzen.
- Bei einer Temperatur zwischen lagern 5 ° C und 25 ° C. Wenn das Produkt im Kühlschrank aufbewahrt wird, entfernen Sie es vor der Anwendung mindestens 15 Minuten lang, damit es seine normale Viskosität und Polymerisationszeit wiedererlangt.
- Verwenden Sie das Produkt bei Raumtemperatur.

Besondere hinweise

- Die verpackung und alle anweisungen erst dann wegwerfen, wenn sie das produkt komplett aufgebraucht haben.
- Eine zu hohe luftfeuchtigkeit kann zu schäden An der verpackung, und darauf stehenden Wichtigen und gesetzlichen informationen führen.
- Eine lagerung bei zu hohen temperaturen kann Eine vorzeitige alterung des produktes Bewirken und die polymerisation einleiten.
- Eine lagerung bei zu niedrigen temperaturen Zersetzt das produkt und wird es endgültig Verändern.

Haftgessausschluss

Diese Materialien wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweiliger Verwendung oder nicht sachgemäßer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Einsatzbarkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, sonst wenn diese nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Notre Dam



Definitie

Notre Dam is een licht-hardendend kunstof beschermingsafsluiting (vloeiabele lichthardendend dam), gemaakt met methacrylaatproducten. Het kan gebruikt worden tijdens vooral de behandeling van bleaching in endodontologie. Het is mogelijk het te gebruiken eenmaal als het lichthardend is, maar het is makkelijker te verwijderen van het tandvlees, ventsternissen en tegenblijft na het gebruik.

Bleiken

Om kauwgom te beschermen tijdens het bleiken sessies op de stoel.

Endodontische

Om te vullen en hermetisch afsluiten van de kloof tussen de dam en de tand tijdens endodontische sessies. Om bouwde een tijdelijke ontbrekende wand van de tand, de irrigatie vloeistof in het operatiegebied te houden.

Prothese

Om ondersnijdingen blokkeren, bij afnemende gom vóór indruk.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

- Bevat polymeriseerbare methacrylaten die kunnen irriterend voor de huid, de ogen en het mondslimvies en kan allergische contact dermatitis veroorzaken bij gevoelige personen.
- Vermijd contact met de ogen irritatie en mogelijke beschadiging van het hoornvies te voorkomen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.
- Vermijd contact met de huid irritatie en mogelijke allergische reactie te voorkomen. In geval van contact, kan roodachtige huiduitslag gezien worden op de huid. Bij contact met de huid optreedt, onmiddellijk materiaal te verwijderen met katoen en grondig wassen met water en zeep. In geval van overgevoeligheid van de huid of uitslag, stop dan het gebruik en een arts raadplegen.
- Contact met orale zachte weefsels/slijmvies vermijden om ontsteking te voorkomen. Als toevallig contact optreedt, onmiddellijk materiaal uit de weefsels te verwijderen. Spoel slijmvies met veel water na de restauratie is voltooid en ophefsten / evacueren het water. als sensibilisatie van slijmvies aanhoudt, een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gespecificeerd in indicaties.
- Het gebruikt van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige professionals.
- Draag geschikte beschermende bril, masker, kleding en handschoenen.
- Een veiligheidsbril is aanbevolen voor patiënten.

Contra-indicatie

Het product is gecontraïndiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reactie op methacrylaatsresins.

Samenstelling

Hydrofiele dimethacrylaten - urethaandimethacrylaat (UDMA) - amorf silica - kamferchloorin [CQ] - versnellers - stabilisatoren - pigmenten

Klinische procedures

1. Verwijder de dop van de spuit en voorzichtig plaatsen met een applicator tip via de «User lock» spuit.
2. Goed soelen het behandeld gebied en droog het tandoppervlak die moet beschermd zijn, de derde tandop-ovlakte, de ventsternissen of de ruimte te vullen.
4. Notre Dam toepassen op het tandvlees en in de ventsternissen. Als een overmaat of het product wordt uitgevoerd
5. op het tandglazuur, het beste manier is het te lichthardenden gedurende 5 seconden met de lamp om het gemakkelijker te verwijderen met een instrument.
6. Voor de ventsternissen, zorg ervoor dat de hars de linguale zijde uitkomt. Deze uitbreiding zal beter de bewaring van gingiva barrière vasthouden.

7. Wanneer de dam wordt toegepast voor een bleaching, degeene moet uitgebreid tot de tand niet betrokken zijn bij de behandeling.
8. De dam moet een hoogte van ongeveer 5 tot 6 mm en 2 mm dik hebben.
9. Aan het einde van de plaatsing kunt jichthardenden met de lamp gedurende 20 seconden.

Schoonmaakmethode

1. Goed afspoelen de bleaching gel op de behandelde gebied.Afzuigen.
2. Voor de verwijdering van de dam , afhaken met een sonde of een spatel. In de interproximal gebieden, de kunstof wordt verwijderd met een sonde en / of floszijde.
3. Spoel opnieuw de tandvlees en de interproximaal gebieden.

Bewaring en houdbaarheid

- Het product moet gebruikt worden vóór de vervaldatum vermeld op de verpakking, zelfs na opening.
- Product niet blootstellen aan direct zonlicht of aan hittebronnen.
- Bewaar bij een temperatuur tussen 5 ° C en 25 ° C. Als het product in de koelkast is bewaard, haal het dan minstens 15 minuten voor gebruik uit het product, zodat het zijn normale viscositeit en polymerisatietijd terugkrijgt
- Gebruik het product bij kamertemperatuur.

Speciale opmerkingen

- De verpakking noch de gebruiksaanwijzing weggooiën vooraleer het produkt volledig opgebruikt is.
- Een hoge vochtigheidsgraad zou de verpakking samen met zijn nuttige en wettelijke informatie kunnen beschadigen.
- Een bewaring bij een te hoge temperatuur doet het product verouderen en activeert de polymerisatie ervan.
- Een bewaring bij te lage temperaturen veroorzaakt de ontbinding van het produkt dat definitief beschadigd wordt.

Belangrijk bericht

Dit product werd ontwikkeld met het oog op het gebruik ervan uitsluitend op het tandheelkundige vlak en moet in overeenstemming met de instructies worden gebruikt. Nivaleaving van de gebruiksaanwijzing of ander gebruik dan aangegeven gebruiken zouden tot schade kunnen leiden en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De gebruiker dient onder eigen verantwoordelijkheid na te kijken of het product geschikt is voor het voorziene gebruik, des te meer indien dit g gebruik in de gebruiksaanwijzing niet voorkomt.

Notre Dam



Definición

Notre Dam es una barrera de protección en resina fotopolimerizable, a base de metacrilatos. Puede utilizarse durante los tratamientos de blanqueamiento y endodoncia en particular. Aunque es duro una vez polimerizado, se puede retirar fácilmente de las encías, áreas de socavado y huecos interdetales.

Blanqueamiento

Para la protección de los dientes durante las sesiones de blanqueamiento en la consulta.

Endodoncia

Para completar la estanqueidad entre el dique y el diente durante las sesiones de endodoncia. Reconstrucción temporal de un pared ausente del diente, para mantener el agente irrigante en el campo operatorio.

Prótesis

Relleno de huecos interdetales, antes de la impresión.

Notas de seguridad

Advertencias

- Contiene metacrilatos polimerizables que pueden irritar la piel, ojos y la mucosa oral, pudiendo causar dermatitis de contacto alérgica en pacientes susceptibles.
- Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posible daño corneal. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua y solicite atención médica.
- Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. En caso de contacto con la piel puede aparecer un eritema en la piel. Si ocurre un contacto con la piel, elimine inmediatamente el material con un algodón y lave energicamente con agua y jabón. En caso de rash o sensibilización interrumpa su uso y consulte al médico.

- Evite el contacto con los tejidos orales / mucosa. En caso de contacto accidental, elimine inmediatamente el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante agua después de terminada la restauración. Si ocurre una reacción de sensibilización consulte al médico.

Precauciones

- No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en indicaciones.
- El uso de este producto está limitado a profesionales dentales.
- Utilice gafas de protección, mascarilla, ropa apropiada y guantes.
- Se recomienda el uso de gafas de protección en los pacientes.

Contraindicaciones

El producto está contraindicado en aquellos pacientes con alergia conocida a las resinas de metacrilatos.

Composición

Dimetacrilatos hidrofilicos - dimetacrilato de uretano (UDMA) - silice amorfa - canforquinona [CQ] - aceleradores - estabilizadores - pigmentos

Procedimientos clínicos

Blanqueamiento

1. Quitar el tapón de la jeringa y colocar en su lugar con cuidado una boquilla de aplicación gracias al sistema «User lock» de la jeringa.
2. Enjuagar bien la región a tratar y secar ligeramente la superficie de los dientes a proteger, el tercero gingival, los huecos interdetales o el espacio a rellenar.
3. Aplicar Notre Dam sobre la encía y en los huecos interdetales. Si el producto fluye excesivamente sobre el esmalte, fotopolimerizarlo durante 5 segundos para poder eliminarlo fácilmente con una espátula de boca. Para los huecos interdetales, asegurarse de que la resina vuelva a salir por el lado lingual. Esta extensión mejorará la retención de la barrera gingival.
4. Cuando se aplica la barrera para una sesión de blanqueamiento, extenderla hasta el diente no afectado por el tratamiento.
5. La barrera debe tener una altura de alrededor de 5 a 6 mm y 2 mm de espesor.
6. Polimerizar el diente durante 20 segundos.

Procedimiento de limpieza

- Enjuagar bien la zona tratada para eliminar el gel blanqueador. Aspirar.
- Para quitarlo, despegar el dique polimerizado, con la ayuda de una sonda o espátula. En las zonas interproximales, la resina se elimina con una sonda y/o hilo dental.
- Enjuagar bien de nuevo la encía y las zonas interproximales.

Almacenamiento y vida útil

- El producto debe usarse antes de la fecha de caducidad indicada en el envase, incluso después de abrirse.
- No exponga el producto a la luz solar o fuentes cálidas.
- Almacenar a una temperatura entre 5 ° C y 25 ° C. Cuando el producto está almacenado en el frigorífico, séquelo al menos 15 minutos antes de usar, para que recupere su viscosidad normal y el tiempo de polimerización.
- Utilice el producto a temperatura ambiente.

Nota importante

- No bolar la caja antes de la utilización completa del producto.
- Una humedad alta destruye los empaques con las informaciones importantes y legales.
- Un almacenamiento con una temperatura demasiado alta puede envejecer el producto y inhibir la polimerización.
- Un almacenamiento con una temperatura demasiado baja puede decomponer el producto cual estará definitivamente alterado.

Descargo de responsabilidad

Estos materiales se han desarrollado exclusivamente para utilizarlos en el campo de la odontología. El proceso debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con el modo de empleo. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones o de una utilización para otros fines que no fueran los indicados. El usuario es responsable de probar la idoneidad y el uso del material para cualquier fin no indicado explícitamente en las instrucciones. Las descripciones y datos no constituyen una garantía de los atributos y no son vinculantes

CE
0197

Depuis 12-2017

Date de révision : 01-2021

NOTRE DAM
ELSODENT



G-PHARMA | B.P. 10279 HERBLAY
95617 CERGY-PONTOISE CEDEX
FRANCE
elsodent@elsodent.com
www.elsodent.com

20100220_202101