

Description of the product

Zinc oxide based temporary filling cement with fluoride, self-hardening, ready to use. Low expansion when setting, due to the high-quality synthetic materials used. Eugenol-free to not hinder polymerization of resins and composites. Excellent resistance to masticatory pressure.

Indication

Temporary filling cement for standard cavities and after endodontic treatments

Safety notes**Warnings**

- Contains Zinc Sulfate which may seriously irritate eyes.
- Avoid eye contact to prevent irritation and possible corneal damage. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. Avoid prolonged inhalation
- Avoid prolonged or repeated contact with skin to prevent irritation and possible allergic response. In case of contact, reddish rashes may be seen on the skin. If contact with skin occurs, immediately remove material with cotton and wash thoroughly with water and soap. In case of skin sensitization or rash, discontinue use and seek medical attention.
- Avoid contact with oral soft tissues/mucosa to prevent inflammation. If accidental contact occurs, immediately remove material from the tissues. Flush mucosa with plenty of water after the restoration is completed and expectorate/evacuate the water. If sensitization of mucosa persists, seek medical attention.
- Avoid ingestion of the product. If signs of digestive disorder appear, contact a doctor.

Precautions

- The use of this product is restricted to dental personnel.
- The product must not be used for any purpose other than specified in the indications.
- For dental professionals, wear suitable protective eyewear, mask, clothing and gloves.
- Protective eyewear is recommended for patients.
- Dispose according to the national and/or federal standards in force.

Contraindication

Product is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to any of the components.

Important notice

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Incompatibilities

Interactions with other agents are unknown.

Composition

Plasticizer [5-15%] - Plaster [20-30%] - Zinc sulfate [5-20%] - Zinc oxide [5-20%]

Clinical procedures

- Take the required quantity of Elsotemp with a suitable instrument (mouth spatula). Tightly close the jar after use.
- Apply the cement in the cavity. Hardening start immediately in contact with saliva.
- Remove excess by wiping it off with a moist cotton pellet.
- Elsotemp will harden totally in about 40 minutes (water-setting).
- Ask the patient to avoid chewing for at least 1 hour.
- To remove the temporary cement, use an ultrasonic scaler or a probe.

Note

This device is used on young adults to elderly people.

Storage & shelf-life

- The product must be used by the expiration date indicated on the package.
- Close the jar tightly after use.
- Do not expose the product to sun-light, warm sources or humidity.
- Store at a temperature between 5°C and 25°C.
- Use the product at room temperature.

Presentations & references

Three consistencies available: grey(soft) - white(normal) - pink(hard)

Important notice

- Do not throw away the box and the instruction for use until the product is finished.
- High humidity could damage the packaging on which important instructions and legal information are printed.
- Storage at a too high temperature could cause to age prematurely and inhibit its polymerization.
- Storage at a too low temperature leads to the decomposition of the product which will render it completely unusable.
- Do not mix or contaminate with any other materials

Disclaimer

Disposal must be carried out in accordance with local, regional and national regulations in force. These materials have been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

Description du produit

Ciment d'obturation provisoire fluoré, à base d'oxyde de zinc, auto-durcissant, prêt à l'emploi. Aucune expansion de prise, due à l'utilisation de matières synthétiques de haute qualité. Joint absolument hermétique qui évite les infiltrations de tout fluide. Ne contient pas d'eugénol pour éviter des interférences dans la prise des résines et composites. Excellente résistance à la pression masticatoire.

Consignes de sécurité**Mises en garde**

- Contient du Sulfate de Zinc. Risque de graves lésions oculaires.
- Eviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
- Eviter tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact avec la peau se produit, éliminer immédiatement le matériau à l'aide d'un coton et laver complètement à l'eau et au savon. Si un érythème cutané avec sensibilisation ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.

- Eviter tout contact avec les tissus mous de la bouche/les muqueuses pour prévenir toute inflammation. En cas de contact accidentel, éliminer immédiatement le matériau des tissus. Rincer abondamment la muqueuse à l'eau une fois la restauration achevée, puis recracher l'eau. Si la sensibilisation de la muqueuse persiste, consulter un médecin.
- Eviter l'ingestion du produit. Si des signes de désordre digestif apparaissent, contacter un médecin.

Précautions

- L'utilisation de ce produit est uniquement réservée aux personnels dentaires.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés dans les indications.
- Pour le personnel soignant, porter des lunettes, un masque, des vêtements et des gants de protection.
- Le port de lunettes de protection est recommandé pour les patients.
- Éliminer suivant les normes nationales et/ou fédérales en vigueur.

Contre-indication

Le produit est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique à l'un des composants.

Note importante

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Incompatibilités

Les interactions avec d'autres agents sont inconnues.

Composition

Plastifiant [5-15%] - Plâtre [20-30%] - Sulfate de Zinc [5-20%] - Oxyde de Zinc [5-20%]

Procédés cliniques

- Prélevez la quantité nécessaire d'Elsotemp avec un instrument adapté [spatule de bouche]. Bien refermer le pot après utilisation.
- Appliquez le ciment dans la cavité. Le durcissement commence immédiatement au contact de la salive.
- Retirez les excédents avec une boulette de coton humide.
- Elsotemp durcit totalement en 40 minutes environ (prise à l'eau).
- Demandez au patient d'éviter de mâcher pendant au moins 1 heure.
- Pour retirer le ciment provisoire, utilisez un détartreur à ultrasons ou une sonde.

Note

Ce dispositif est utilisé sur les jeunes adultes, jusqu'à des personnes âgées

Stockage & durée de vie

- Les produits doivent être utilisés avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Bien refermer le pot après utilisation.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil directs, à des sources de chaleur ou à l'humidité.
- Conservé à une température comprise entre 5°C et 25°C.
- Utiliser le produit à température ambiante.

Présentation & références

3 consistances sont disponibles : Gris (souple) - Blanc (normal) - Rose (dur)

Note importante

- Ne pas jeter la boîte et la notice avant l'utilisation complète du produit.
- Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.
- Une conservation à une température trop élevée fait vieillir prématurément le produit et inhibe sa polymérisation.

- Une conservation à une température trop basse décompose le produit qui sera définitivement altéré.
- Ne pas mélanger ou contaminer avec d'autres matériaux.

Délégation de responsabilité

L'élimination du produit doit être effectuée conformément aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur. Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger selbsthärtender provisorischer Füllungszement auf Zinkoxid-Basis mit Fluor. Keine Expansion während des Abbindens dank des Einsatzes hochwertiger Kunststoffe. Absolut dichter Verschluss verhindert Flüssigkeitsinfiltrationen. Enthält kein Eugenol, um einer Beeinträchtigung der Abbindung der Harze und Komposite vorzubeugen. Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte.

Sicherheitshinweise**Warnhinweise**

- Das Produkt enthält Zinksulfat. Gefahr ernster Augenschäden.
- Augenkontakt vermeiden, um Reizungen und möglichen Hornhautschäden vorzubeugen. Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Hautkontakt vermeiden, um Reizungen und einer möglichen allergischen Reaktion vorzubeugen. Bei Hautkontakt kann ein roter Ausschlag auftreten. In diesem Fall das Material sofort mit einem Tuch entfernen und gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen oder Allergien die Anwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Kontakt mit oralen Weichgeweben und der Schleimhaut vermeiden, um Entzündungsreaktionen vorzubeugen. Kommt es zu einem unbeabsichtigten Kontakt, das Material sofort vom Gewebe entfernen. Nach Fertigstellen der Füllung die Schleimhaut mit reichlich Wasser spülen und das Wasser ausspülen lassen bzw. absaugen. Sollte die Reizung der Schleimhaut andauern, einen Arzt aufsuchen.
- Ein Verschlucken des Produkts vermeiden. Bei Anzeichen einer Verdauungsstörung einen Arzt aufsuchen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Die Anwendung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen und zahntechnischen Personal vorbehalten.
- Das Produkt darf nur für die unter Indikationen genannten Anwendungen eingesetzt werden.
- Augenschutz, Gesichtsmaske, Schutzkleidung und Handschuhe tragen.
- Eine Schutzbrille wird auch für den Patienten empfohlen.
- Das Material gemäß den geltenden lokalen und/oder nationalen Vorschriften entsorgen.

Kontraindikationen

Die Verwendung dieses Produkts ist bei Patienten mit bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe kontraindiziert.

Besondere Hinweise

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Inkompatibilitäten

Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen sind nicht bekannt.

Zusammensetzung

Weichmacher [5-15%] - Gips [20-30%] - Zinksulfat [5-20%] - Zinkoxid [5-20%]

Klinische Verfahren

- Die benötigte Menge Elsotemp mit einem geeigneten Instrument (Mundspatel) entnehmen. Den Tiegel nach Gebrauch wieder fest verschließen.
- Den Zement in die Kavität einbringen. Die Aushärtung beginnt sofort bei Kontakt mit Speichel.
- Überschuss durch Abwischen mit einem feuchten Wattepellet entfernen.
- Elsotemp härtet in ca. 40 Minuten vollständig aus (wasserhärtend).
- Der Patient sollte mindestens 1 Stunde lang nicht kauen.
- Den provisorischen Zement mit einem Ultraschall-Scaler oder einer Sonde entfernen.

Anmerkung

Dieses Produkt wird bei jungen Erwachsenen bis hin zu älteren Menschen angewendet

Lagerung und Haltbarkeit

- Das Produkt darf nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.
 - Den Tiegel nach Gebrauch wieder fest verschließen.
 - Nicht direktem Sonnenlicht, anderen Wärmequellen oder Feuchtigkeit aussetzen.
 - Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.
 - Das Produkt bei Raumtemperatur verwenden. Darreichungsformen & Referenzen
- Erhältlich in 3 Viskositäten: grau (weich) - weiß (normal) - rosa (hart).

Besondere Hinweise

- Verpackung und Gebrauchsanleitung erst nach Aufbrauchen des Produkts entsorgen.
- Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden an der Verpackung führen und die darauf stehenden wichtigen Informationen und gesetzlichen Vorschriften unleserlich machen.
- Eine Lagerung bei zu hohen Temperaturen kann eine vorzeitige Alterung des Produktes bewirken und die Polymerisation hemmen.
- Eine Lagerung bei zu niedrigen Temperaturen zersetzt das Produkt und macht es unbrauchbar.
- Nicht mit anderen Materialien mischen oder kontaminieren

Haftungsausschluss

Das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften entsorgen. Das Präparat wurde nur für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und ist gemäß Gebrauchsinformation zu verwenden. Für Schäden, die sich aus einer anderweitigen Verwendung oder nicht sachgemäßen Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Anwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Einsetzbarkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Beschrijving van het product

Tijdelijk restauratieciment met fluor, op basis van zinkoxide, zelfhardende en gebruiksklaar. Geen uitzetting tijdens de uitharding dankzij het gebruik van synthetische stoffen van hoge kwaliteit. Perfecte randaansluiting die elke lekkage van vloeistof verhindert. Bevat geen eugenol, zodat er geen interferentie kan optreden met de uitharding van kunstharzen en composieten.

Veiligheidsinstructies**Waarschuwingen**

- Bevat zinksulfaat. Gevaar voor ernstig oogletsel.
 - Vermijd contact met de ogen irritatie en mogelijke beschadiging van het hoornvlies te voorkomen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.
 - Vermijd contact met de huid irritatie en mogelijke allergische reactie te voorkomen. In geval van contact, kan roodachtige huiduitslag gezien worden op de huid. Bij contact met de huid optreedt, onmiddellijk materiaal te verwijderen met katoen en grondig wassen met water en zeep. In geval van overgevoeligheid van de huid of uitslag, stop dan het gebruik en een arts raadplegen.
 - Contact met orale zachte weefsels/slijmvlies vermijden om ontsteking te voorkomen. Als toevallig contact optreedt, onmiddellijk materiaal uit de weefsels te verwijderen. Spoel slijmvlies met veel water na de restauratie is voltooid en ophoesten / evacueren het water, als sensibilisatie van slijmvlies aanhoudt, een arts raadplegen.
 - Vermijd inname van het product. Als er tekenen van spijsverteringsstoornis verschijnen, neem dan contact op met een arts.
- Voorzorgsmaatregelen**
- Het product mag niet woden gebruikt voor andere doeleinden dan gespecificeerd in indicaties.
 - Het gebruikt van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige personeel.
 - Draag voor de tandarts een geschikte veiligheidsbril, masker, kleding en handschoenen.
 - Een veiligheidsbril is aanbevolen voor patiënten.
 - Afvoer volgens de geldende nationale en/of federale normen.

Contra-indicatie

Het product is gecontraïndiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reactie op een van de componenten.

Speciale opmerkingen

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Onverenigbaarheden
Interacties met andere middelen zijn niet bekend.

Samenstelling

Weekmaker [5-15%] - Gips [20-30%] - Zinksulfaat [5-20%] - Zinkoxide [5-20%]

Klinische procedures

1. Neem de benodigde hoeveelheid Elsotemp met een geschikt instrument (mondspatel) in. Sluit de pot na gebruik goed af.
2. Breng het cement aan in de spouw. Verharding begint direct bij contact met speeksel.
3. Overtollig verwijderen door het af te vegen met een vochtige wattenbolletje.
4. Elsotemp zal in ongeveer 40 minuten volledig uitharden (waterverharding).
5. Vraag de patiënt om minstens 1 uur niet te kauwen.

6. Gebruik een ultrasone scaler of een sonde om het tijdelijke cement te verwijderen.

Opmerking

Deze apparaten worden gebruikt bij jongvolwassenen tot ouderen,

Bewaring en houdbaarheid

- Het product moet gebruikt worden vóór de vervaldatum vermeld op de verpakking, zelfs na opening.
- Sluit de pot na gebruik goed af.
- Product niet blootstellen aan direct zonlicht, aan hittebronnen of vocht.
- Bewaar bij een temperatuur tussen 5 ° C en 25 ° C.
- Gebruik het product bij kamertemperatuur.

Handelsvorm & Bestelnummers

Verkrijgbaar in 3 viscositeiten: zacht (grijs) - normaal (wit) - hard (roze)

Speciale opmerkingen

- De verpakking noch de gebruiksaanwijzing weggooien vooraleer het product volledig opgebruikt is.
- Een hoge vochtigheidsgraad zou de verpakking samen met zijn nuttige en wettelijke informatie kunnen beschadigen.
- Een bewaring bij een te hoge temperatuur doet het product verouderen en activeert de polymerisatie ervan.
- Een bewaring bij te lage temperaturen veroorzaakt de ontbinding van het product dat definitief beschadigd wordt.
- Niet mengen of besmetten met andere materialen.

Belangrijk bericht

Verwijdering van inhoud / container moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale / regionale / nationale regelgeving die van kracht is. Dit product werd ontwikkeld met het oog op het gebruik ervan uitsluitend op het tandheelkundige vlak en moet in overeenstemming met de instructies worden gebruikt. Nietaleving van de gebruiksaanwijzing of ander gebruik dan aangewezen gebruiken zouden tot schade kunnen leiden en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De gebruiker dient onder eigen verantwoordelijkheid na te kijken of het product geschikt is voor het voorziene gebruik, des te meer indien dit gebruik in de gebruiksaanwijzing niet voorkomt.

ELSOTEMP

Descripción del producto

Cemento de obturación provisional, fluorado, listo para usar, a base de óxido de zinc, autoendurecible. Sin expansión durante el fraguado debido al uso de materiales sintéticos de alta calidad. Sellado absolutamente hermético que evita las infiltraciones de todo fluido. No contiene eugenol para evitar interferencias en el endurecimiento de las resinas y compuestos.

Notas de seguridad**Advertencias**

- Contiene sulfato de zinc. Riesgo de lesiones oculares graves.
- Evite el contacto con los ojos para prevenir cualquier irritación y posible daño a la córnea. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.
- Evite el contacto con la piel para prevenir irritación y posible reacción alérgica. En caso de contacto, pueden aparecer enrojecimientos en la piel. Si ocurre un contacto con la piel, elimine inmediatamente el material con ayuda de un algodón y lave completamente con agua y jabón. Si aparece un eritema con sensibilización

cutánea u otras reacciones alérgicas, suspenda el uso del producto y consulte a su médico.

- Evite el contacto con los tejidos blandos de la boca / mucosas para prevenir cualquier inflamación. En caso de contacto accidental, elimine inmediatamente el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante agua después de terminada la restauración, y escupa el agua. Si la sensibilización de la mucosa persiste, consulte a su médico.
- Evite la ingestión del producto. Si aparecen signos de trastorno digestivo, contacte a un médico.

Precauciones

- El uso de este producto está reservado al personal dental.
- El uso de este producto no debe ser para fines distintos a los especificados en las indicaciones.
- Para el personal médico, utilice gafas, mascarilla, ropa y guantes de protección.
- Para los pacientes se recomienda el uso de gafas de protección.
- Desechar el producto de acuerdo a las normas nacionales y/o federales vigentes.

Contraindicaciones

El producto está contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de reacción alérgica a cualquiera de los componentes.

Nota importante

Cualquier incidente grave ligado al uso del producto debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Incompatibilidades

Se desconocen las interacciones con otros agentes.

Composición

Plastificante [5-15%] - Yeso [20-30%] - Sulfato de zinc [5-20%] - Óxido de zinc [5-20%]

Procedimientos clínicos

1. Tomar la cantidad necesaria de Elsotemp con un instrumento adecuado [espátula bucal]. Cierre herméticamente el frasco después de su uso.
2. Aplicar el cemento en la cavidad. El endurecimiento comienza inmediatamente en contacto con la saliva.
3. Elimine el exceso eliminándolo con una bolita de algodón húmeda.
4. Elsotemp se endurece totalmente en unos 40 min (fraguado con agua).
5. Pida al paciente que evite masticar durante al menos 1 hora.
6. Para retirar el cemento provisional, utilice un raspador ultrasónico o una sonda.

Nota

Este dispositivo se utiliza en adultos jóvenes hasta personas mayores

Almacenamiento y vida útil

- El producto debe usarse antes de la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Cierre bien el frasco después de usarlo.
- No exponga el producto a la luz solar, a fuentes de calor o humedad.
- Almacenar a una temperatura entre 5 ° C y 25 ° C.
- Utilice el producto a temperatura ambiente.

Presentación & Referencias

Disponible en 3 consistencias: Gris (blanda)- Blanco (normal) - Rosa (duro).

Nota importante

- No tire la caja antes de haber terminado por completo el producto.
- Una humedad elevada podría dañar los paquetes con las informaciones importantes y legales.
- Un almacenamiento con una temperatura muy elevada envejece prematuramente el producto e inhibe la polimerización.

- Un almacenamiento con una temperatura demasiado baja descompone el producto y estará definitivamente alterado.
- No mezclar ni contaminar con ningún otro material.

Descargo de responsabilidad

El desecho del producto debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales vigentes. El producto ha sido desarrollado exclusivamente para uso en el campo de la odontología y debe ser aplicado de acuerdo al instructivo de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones o del uso para fines distintos a los indicados. El usuario es responsable de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, especialmente si no se menciona en las instrucciones de uso.

	See Instructions / Lire le mode d'emploi / Siehe Anleitung / Zie instructies / Vea las instrucciones
	Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabrikant / Fabricante
	Keep away from sunlight / Conserver à l'abri de la lumière du soleil / Von Sonnenlicht geschützt aufbewahren / Uit de buurt van zonlicht houden / Mantener alejado de la luz solar
	Keep Dry / Conserver au sec / Trocken aufbewahren / Blijf droog / Conserver en seco
	Irritant / Irritant / Irritierend / Irritante / Irritante
	Expiry date / Date d'expiration / Verfallsdatum / Vervaldatum / Fecha de caducidad
	Temperature limit / Limite de température / Temperaturgrenze / Temperatuurlimit / Limite de temperatura
	Medical device / Dispositif médical / Medizinprodukt / Medisch hulpmiddel / Producto sanitario
	Lot number / N° du Lot / Chargennummer / Lotnummer / Numero de lote
	Reference / Référence / Referens / Relentie / Referencia
	Do not use the product if the box is damaged / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist / Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is / No utilizar si el embalaje está dañado

CE
0197

Depuis I Since 12-2017

Date de révision / Revision date : 08-2022

ELSOTEMP
ELSODENT

G-PHARMA | 35 Av du Gros Chêne
95220 I Herblay Sur Seine
FRANCE
elsodent@elsodent.com
www.elsodent.com